

**Protocolo grabación de
videos**



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Natalia Gaona Salamanca
Laura Sofía Jiménez
David Santiago Quintana

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
2023

Protocolo de Grabación para Utilización de la Herramienta BrainFit en Pacientes:

1. Fondo y Vestimenta:

- La grabación se llevará a cabo en un entorno con un fondo de un solo color y un piso de diferente color, ambos de tono uniforme.
- Se requiere que el paciente vista ropa que presente un contraste claro con el fondo, preferiblemente de manga corta.

2. Distancia y Posicionamiento:

- El doctor debe posicionarse a una distancia de 3 metros del paciente durante la grabación.
- Para las grabaciones generales, el doctor debe colocarse de lado con respecto al paciente y caminar junto a él para realizar el video.

3. Grabación del Brazo:

- En el caso de pruebas relacionadas con el brazo, se debe realizar una grabación del perfil del paciente, enfocándose especialmente en la muñeca.
- La grabación del brazo se llevará a cabo desde el lado derecho del paciente para asegurar una visualización óptima.
- Además, es importante la distancia de la grabación del video. En este caso se debe ver desde el cuello del paciente hasta los pies de este en el video (Aproximadamente 1 metro y 50 de distancia)

4. Calidad del Audio:

- Se utilizará un micrófono de alta calidad para la grabación de los audios.
- Asegurarse de que el entorno esté libre de ruidos molestos o interferencias que puedan afectar la calidad del audio.

Estas pautas buscan garantizar condiciones óptimas para la captura de datos mediante la herramienta BrainFit, asegurando una visualización clara de las interacciones entre el paciente y el doctor, así como una calidad de audio adecuada para un análisis preciso.